

ข้อแนะนำในการส่งตัวอย่าง

- เก็บตัวอย่างในภาชนะที่กำหนด
 - ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี - ภายภาพ เก็บตัวอย่างใส่ภาชนะพลาสติกที่สะอาดขนาด 1 ลิตร มีฝาปิดสนิท เก็บรักษาตัวอย่าง แช่เย็นที่ อุณหภูมิประมาณ 2 - 6 องศาเซลเซียส

*** สามารถรับภาชนะเก็บตัวอย่างได้ที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ฉลากปิดภาชนะบรรจุตัวอย่าง

รหัสตัวอย่างผู้ส่ง.....
หน่วยงานที่ส่ง.....
ประเภทแหล่งน้ำ.....
สถานที่เก็บ.....
วันที่เก็บ.....เวลา.....
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง.....

- ปิดฉลากข้างภาชนะบรรจุตัวอย่าง และระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ฉลากปิดภาชนะบรรจุ
- ส่งตัวอย่างพร้อมชำระค่าบริการที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมกรอกรายละเอียด ในใบนำส่งตัวอย่างแบบฟอร์มที่ครบถ้วน
- ผู้ส่งตัวอย่างรับสำเนาใบรับตัวอย่างไว้เป็นหลักฐาน
- ผู้ใช้บริการสามารถมารับผลการวิเคราะห์เองได้ที่ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

วัน...ในการส่งตัวอย่าง

- บริการรับตัวอย่างน้ำทุกวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

2. ระยะเวลาในการดำเนินการ ตั้งแต่รับตัวอย่างเข้า

ห้องปฏิบัติการจนกระทั่งออกใบรายงานผลใช้เวลา 2 สัปดาห์

วิธีการเก็บตัวอย่างและปริมาณตรวจตัวอย่างที่ต้องการ

รายการวิเคราะห์	ภาชนะบรรจุ	ปริมาตรตัวอย่าง (ml)
1. pH	ภาชนะพลาสติก	200
2. BOD	ภาชนะพลาสติก ใต้มีอากาศน้อยที่สุด	1,000


วิธีการตรวจ วัด วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

รายการตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์ทดสอบ
1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	Electrometric Method
2. บีโอดี (BOD)	5-Day BOD Test, Azide Modification

วิธีการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA 22nd ed., 2012. และตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน



**บริการตรวจ วัด วิเคราะห์
ตัวอย่างน้ำ**



ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ


โทรศัพท์ 034-311110 โทรสาร 034-311110

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ : พ.ต.ท. ธิติ มหาเจริญ

โทร : 097-3266659 ID Line : waterlab.rpca

E-mail : waterlab.rpca@gmail.com

61-2-08





ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Water Quality Testing Laboratory of Forensic Science in Royal Police Cardet Academy



วิธีทำงาน (Work Instruction)

เรื่อง วิธีการทดสอบปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ
(Biochemical Oxygen Demand, BOD) โดยวิธี Azide Modification

รหัสเอกสาร :	วันที่มีผลบังคับใช้
จัดทำโดย : ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทดสอบ	ลายมือชื่อ วันที่.....
ทบทวนและอนุมัติโดย : ตำแหน่ง :	ลายมือชื่อ วันที่

	เรื่อง : วิธีการทดสอบปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) โดยวิธี Azide Modification		
	รหัสเอกสาร : วันที่มีผลบังคับใช้ :	แก้ไขครั้งที่ : 0 หน้า/จำนวนหน้า : 1/12	

ประวัติการแก้ไข				
แก้ไขครั้งที่	หน้าที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข	วัน/เดือน/ปี ที่มีผลบังคับใช้	เลขที่ ใบคำร้อง
0		เริ่มใช้เอกสารใหม่		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

	เรื่อง : วิธีการทดสอบปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) โดยวิธี Azide Modification	
	รหัสเอกสาร : วันที่มีผลบังคับใช้ :	

1. Method Identification

ทดสอบหาปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ โดยการวัด DO (Dissolved Oxygen) ด้วยวิธี Azide modification

2. Method Reference

Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 22 edition, 2012, 5210 part A, B 4500-O part C

3. Scope

เป็นวิธีทดสอบหาปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ และน้ำเสีย โดยใช้หัวเชื้อ (Seed)

น้ำ หมายถึง น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำบาดาล และน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร

น้ำเสีย หมายถึง น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม อาคาร



4. Introduction

4.1 เป็นการทดสอบหาปริมาณออกซิเจน ซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ โดยนำตัวอย่างน้ำ หรือ ตัวอย่างที่เจือจางนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 20 ± 1 °C ในที่มืดเป็นเวลา 5 วัน และวัดค่าออกซิเจนละลายเริ่มต้น กับ หลังจากบ่ม 5 วัน ค่าผลต่างของออกซิเจนละลาย คือ ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ชนิดที่ย่อยสลายได้

4.2 เป็นการทดสอบหาปริมาณออกซิเจน ซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ โดยใช้วิธี Azide modification ของ Winker โดยออกซิเจนจะทำปฏิกิริยากับ Mn^{2+} เกิดเป็น MnO_2 (ตะกอนสีน้ำตาลแดง) ภายใต้สภาวะที่เป็นด่าง (Oxygen Fixation) จากนั้น MnO_2 ทำปฏิกิริยากับ I⁻ ให้เป็น Iodine (I_2) ภายใต้สภาวะที่เป็นกรด ปริมาณของ Iodine ที่เกิดขึ้นเทียบเท่ากับปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งสามารถหาปริมาณของ Iodine ได้โดยการไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต (Sodium thiosulfate solution)

5. Apparatus and Equipment

- 1.1 บิวเรต (Burette) Class A ความละเอียด 0.05 ml
- 1.2 ตู้ Incubator ยี่ห้อ DAIHAN Scientific ควบคุมอุณหภูมิที่ 20 ± 1 °C
- 1.3 เครื่องวัดการนำไฟฟ้า ความเค็มและอุณหภูมิ (Conductivity Meter) ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI 2550
- 1.4 เครื่องจ่ายลมพร้อมหัวจ่ายลม (แบบเดียวที่ใช้กับตู้เลี้ยงปลาสวยงาม)
- 1.5 pH Meter ยี่ห้อ ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI 2550
- 1.6 ขวด BOD ขนาด 300 มล. พร้อมจุกแก้วที่เป็น ground joint พร้อมฝาครอบพลาสติก
- 1.7 ปิเปตวัดปริมาตร (Volumetric pipette) class A ขนาด 1 2 5 10 20 และ 50 ml
- 1.8 ปิเปตชนิดแบ่งย่อยขีดปริมาตร (Measuring pipette) class A ขนาด 10 ml
- 1.9 ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask) Class A ขนาด 100 500 และ 1000 ml
- 1.10 ปีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 50 100 500 และ 1000 ml

	เรื่อง : วิธีการทดสอบปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) โดยวิธี Azide Modification	
	รหัสเอกสาร : วันที่มีผลบังคับใช้ :	

- 1.11 เครื่องชั่ง (Balance) ชนิดละเอียดทศนิยม 4 ตำแหน่ง
1.12 กระจกบอกดวง (Cylinder) ขนาด 100 250 และ 500 ml

6. Reagents

6.1 น้ำบริสุทธิ์

6.2 สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (Phosphate buffer solution) เตรียมโปแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH_2PO_4 , AR grade) 8.50 g ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตเฮปตะไฮเดรต ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, AR grade) 33.4 g ไดโปแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (K_2HPO_4 , AR grade) 21.75 g และแอมโมเนียมคลอไรด์ (NH_4Cl , AR grade) 1.70 g ละลายในน้ำบริสุทธิ์ 500 ml แล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L โดยสารละลายนี้มี PH 7.2 เก็บสารละลายที่เตรียมไว้ในขวดสีชา สารละลายมีอายุการใช้งานไม่เกิน 3 เดือน

6.3 สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต (Magnesium sulphate solution) ละลาย แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, AR grade) 22.5 g ในน้ำบริสุทธิ์ แล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L เก็บไว้ในขวดสีชา มีอายุการใช้งานไม่เกิน 3 เดือน

6.4 สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ (Calcium chloride solution) ละลายแคลเซียมคลอไรด์ (CaCl_2 , AR grade) 27.5 g ในน้ำบริสุทธิ์ แล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L เก็บไว้ในขวดสีชา มีอายุการใช้งานไม่เกิน 3 เดือน

6.5 สารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ (Ferric chloride solution) ละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ ($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, AR grade) 0.25 g ในน้ำบริสุทธิ์แล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L เก็บไว้ในขวดสีชา มีอายุการใช้งานไม่เกิน 3 เดือน



6.6 สารละลายกรดซัลฟูริก 1.0 N (Sulphuric acid solution 1.0 N) เติมกรดซัลฟูริก (conc. H_2SO_4 acid; AR grade) 28 ml ลงในน้ำบริสุทธิ์อย่างช้าๆ ปล่อยให้เย็นแล้วปรับปริมาตรเป็น 1L เก็บใส่ขวดแก้ว มีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน

6.7 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.0 N (Sodium hydroxide solution 1.0 N) ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH ; AR grade) 40 g ในน้ำบริสุทธิ์และปรับปริมาตรเป็น 1L เก็บไว้ในขวดพลาสติก มีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน

6.8 สารละลายกลูโคส-กลูตามิก ที่มีค่า BOD 198 ± 30.5 mg/L ออบ glucose (D-Glucose; AR grade) และ glutamic acid (L(+)-glutamic acid; AR grade) ที่ $103-105$ °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ปล่อยให้เย็นใน desiccator ซึ่งสารทั้งสองอย่างๆ ละ 150mg ละลายในน้ำบริสุทธิ์ แล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L เตรียมใหม่ทุกครั้งที่ทำทดสอบ

6.9 สารละลายโซเดียมซัลไฟต์ 0.025 N (Sodium sulfite solution 0.025 N) ละลายโซเดียมซัลไฟต์ (Na_2SO_3 ; AR grade) 1.575 g ในน้ำบริสุทธิ์ แล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L เตรียมใหม่ทุกครั้งที่ใช้งาน

6.10 สารละลายกรดซัลฟูริก 1+50 (Sulfuric acid solution 1+50) เติมกรดซัลฟูริก (conc. H_2SO_4 acid; AR grade) 1 ml ลงในน้ำบริสุทธิ์ 50 ml เตรียมใหม่ทุกครั้งที่ใช้งาน

	เรื่อง : วิธีทดสอบปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) โดยวิธี Azide Modification	
	รหัสเอกสาร : วันที่มีผลบังคับใช้ :	

6.11 สารละลายโปแตสเซียมไอโอไดต์ (Potassium Iodide solution) ละลายโปแตสเซียมไอโอไดต์ (KI ; AR garde) 100 g ในน้ำบริสุทธิ์ 1 L เก็บในขวดพลาสติก สารละลายนี้มีอายุการใช้งาน 3 เดือน

6.12 น้ำแป้ง (Starch solution) ละลายแป้ง (Starch soluble) 2 g และกรดซาลิไซลิก (Salicylic acid) 0.2 g ในน้ำบริสุทธิ์ร้อน 100 ml สารละลายนี้มีอายุการใช้งาน 3 เดือน

6.13 สารละลายกลูโคส 1% ละลายกลูโคส (D-Glucose; AR garde) จำนวน 1 g ในน้ำบริสุทธิ์ 100 ml และเตรียมใหม่ทุกครั้งที่ใช้งาน

6.14 สารละลายกลูโคส-กลูตามิก ที่มีค่า BOD 1980 mg/L อป glucose (D-Glucose; AR garde) และ glutamic acid (L(+)-Glutamic acid ; AR garde) ที่ 103-105 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ปล่อยให้เย็นใน desiccator ซึ่งสารทั้งสองอย่าง ๆ ละ 1500 mg ละลายในน้ำบริสุทธิ์ แล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L เตรียมใหม่ทุกครั้งที่ทำการทดสอบ

6.15 หัวเชื้อสำเร็จรูป (Polyseed) ยี่ห้อ Hach

6.16 สารละลายแมงกานีสซัลเฟต (Manganese sulfate solution) ละลายแมงกานีสซัลเฟต ($MnSO_4 \cdot H_2O$; AR garde) 364 g ในน้ำบริสุทธิ์แล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L

6.17 สารละลายอัลคาไล-ไอโอไดต์-เอไซด์ (AIA ; Alkali-Iodide-Azide reagent) ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH ; AR garde) 500 g และโซเดียมไอโอไดต์ (NaI ; AR garde) 135 g ในน้ำบริสุทธิ์แล้วปรับปริมาตรเป็น 1 L หลังจากนั้นเติมโซเดียมเอไซด์ (NaN_3) 10 g ซึ่งละลายในน้ำบริสุทธิ์ 40 ml

6.18 กรดซัลฟูริกเข้มข้น (Conc. H_2SO_4 acid)

6.19 สารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต 0.025 N ($Na_2S_2O_3$ 0.025 N) นำสารละลายมาตรฐาน $Na_2S_2O_3$ ความเข้มข้น 0.1N จำนวน 1 หลอด มาเจือจางด้วยน้ำบริสุทธิ์แล้วปรับปริมาตรเป็น 1L นำสารละลายนี้มาจำนวน 250 ml แล้วปรับปริมาตรเป็น 1L สารละลายนี้จะมีค่าความเข้มข้น 0.025 N โดยต้องหาค่าความเข้มข้นที่แน่นอน (Standardization) อีกครั้ง

6.20 สารละลายมาตรฐานไอโอเดต 0.0021 M ($KH(IO_3)_2$) ละลายโปแตสเซียมไอโอเดต ($KH(IO_3)_2$) จำนวน 812.4 mg ในน้ำบริสุทธิ์แล้วปรับปริมาตรเป็น 1L



6.21 การหาค่าความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต ($Na_2S_2O_3$ Standardization) ละลายโปแตสเซียมไอโอไดต์ (KI) ประมาณ 2 g ด้วยน้ำบริสุทธิ์ 100-150 ml ในขวดรูปชมพู่ เติมกรดซัลฟูริกเข้มข้น 2-3 หยด และเติมสารละลายมาตรฐานไอโอเดต ($KH(IO_3)_2$) 0.0021 M จำนวน 20 ml ปรับปริมาตรให้เป็น 200 ml ไทเทรตด้วยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต 0.025 N ที่เตรียมไว้ เติมน้ำแป้งเมื่อใกล้ถึงจุดยุติ (end point titration) ความเข้มข้น 0.025 N ปริมาตรที่ใช้ในการไทเทรตจะเท่ากับ 20.00 ± 0.30 ml

7. Control condition

7.1 Environmental condition

7.1.1 ควบคุมอุณหภูมิห้องให้คงที่ 20 ± 1 °C

7.1.2 รักษาความสะอาดบริเวณที่ทำการทดสอบ

	เรื่อง : วิธีการทดสอบปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) โดยวิธี Azide Modification	
	รหัสเอกสาร : วันที่มีผลบังคับใช้ :	

7.2 Equipment condition

7.2.1 ตู้ Incubator ยี่ห้อ DAIHAN Scientific ให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้

7.2.2 Conductivity Meter ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI 2550 ให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าความเค็มและ อุณหภูมิ

7.2.3 pH Meter ยี่ห้อ ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI 2550 ปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง

8. Special percaution

8.1 ห้องควบคุมอุณหภูมิและน้ำเจือจางควรมีอุณหภูมิใกล้เคียงกันคือ $20 \pm 1^\circ\text{C}$

8.2 วัดค่าความเค็มของน้ำตัวอย่างทุกครั้ง

8.3 บันทึกลงอุณหภูมิที่ใช้ในการอินคิวเบตตลอดทั้ง 5 วันอุณหภูมิต้องอยู่ในช่วง $20 \pm 1^\circ\text{C}$

8.4 อย่าให้มีฟองอากาศอยู่ภายในขวด BOD

8.5 การวัดค่า DO ควรวัดภายใน 30 นาที หลังจากเตรียมเสร็จแล้ว

9. Description of Procedures

9.1 กรณีไม่สามารถทดสอบตัวอย่างน้ำได้ทันที ให้เก็บรักษาสภาพน้ำไว้ที่ $\leq 4^\circ\text{C}$ ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้นาน 2 วัน



9.2 ก่อนเริ่มการทดสอบให้นำน้ำตัวอย่างออกมาจากห้องเก็บตัวอย่าง ตั้งทิ้งไว้ให้อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องทดสอบ ($20 \pm 1^\circ\text{C}$)

9.3 ตรวจสอบและปรับเทียบเครื่องมือ ที่ใช้ในการทดสอบทั้งหมด

9.4 ควบคุมอุณหภูมิของน้ำตัวอย่างที่ $20 \pm 3^\circ\text{C}$ และตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำตัวอย่างด้วย pH meter ว่าอยู่ในช่วง pH 7.0-7.2 หรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้ใช้ 1N ของ H_2SO_4 หรือ 1N ของ NaOH ปรับให้ค่า pH อยู่ในช่วงดังกล่าว โดยปริมาตรของกรดหรือด่างที่ใช้ต้องไม่เกิน 0.5% ของปริมาตรตัวอย่าง พร้อมกับวัดค่าความเค็ม

9.5 ตรวจสอบคลอรีนตกค้าง (Residual chlorine) ในตัวอย่าง โดยใช้กระดาษทดสอบคลอรีน ถ้าตัวอย่างมีคลอรีนมากกว่า 0.2mg/L ต้องกำจัดโดยนำน้ำตัวอย่าง ประมาณ 100-1000 ml เติมสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ 0.025 N โดยใช้แบ่งน้ำเป็นอินดิเคเตอร์ จะทราบปริมาณของสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ที่ใช้เติมลงไป ในตัวอย่าง หลังจากเติมสารละลายโซเดียมซัลไฟด์แล้วควนให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 10-20 นาที ก่อนนำมาทดสอบต่อไป

9.6 เตรียมน้ำเจือจาง (Dilution water) โดยตวงน้ำบริสุทธิ์ตามปริมาตรที่ต้องการใช้ เติมอากาศลงในน้ำประมาณ 1 ชั่วโมงหรือมีค่า DO อย่างน้อย 7.5 mg/L แล้วเติมสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (Phosphate buffer solution) สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต (Magnesium sulphate solution) สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ (Calcium chloride solution) สารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ (Ferric chloride solution) อย่างละ 1 ml ต่อน้ำ 1L ผสมให้เข้ากัน และควบคุมอุณหภูมิของน้ำเจือจางที่ $20 \pm 3^\circ\text{C}$ น้ำเจือจางนี้ต้องเตรียมใหม่ทุกครั้งที่ใช้งาน เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

	เรื่อง : วิธีการทดสอบปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) โดยวิธี Azide Modification	
	รหัสเอกสาร : วันที่มีผลบังคับใช้ :	

9.7 เตรียมหัวเชื้อ (Seed) โดยตวงน้ำเจือจาง (Dilution water) ปริมาตร 500 ml เติมกลูโคส 1 % ปริมาตร 5 ml เติมอากาศให้มีออกซิเจนอิ่มตัวตลอดเวลา และเติมหัวเชื้อสำเร็จรูป (Polyseed) 1 แคปซูล ลงในน้ำดังกล่าว ใช้เวลาเพาะเชื้อ 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง หัวเชื้อเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมใช้งาน (ควรใช้ภายใน 6 ชั่วโมง)

9.8 เลือกวิธีทดสอบตามลักษณะของน้ำตัวอย่าง ดังนี้

9.8.1 น้ำตัวอย่างที่มีความสกปรกน้อยใช้วิธีทดสอบ BOD โดยตรง (Direct Method) แบบเติมหัวเชื้อซึ่งปฏิบัติดังนี้

9.8.1.1 เขย่าขวดตัวอย่างให้น้ำเข้ากันดี

9.8.1.2 เติมออกซิเจนลงในน้ำตัวอย่างโดยเติมอากาศผ่านหัวลูกฟูกงอกซิเจนละลายอิมตัว (ประมาณ 3 นาที)

9.8.1.3 เติมหักเชื้อ(Seed) 2 ml ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 1000 ml แล้วเติมน้ำตัวอย่างลงไปจนได้ปริมาตร 1000 ml ผสมให้เข้ากัน

9.8.1.4 กลั้ว (rinse) ขวดบีโอดี ด้วยน้ำตัวอย่างที่ผสมหัวเชื้อแล้ว 1-2 ครั้ง แล้วเทน้ำตัวอย่างนั้นลงในขวดบีโอดี จำนวน 2 ขวดจนเต็มอย่าให้มีฟองอากาศ ปิดจุกให้สนิท ขวดที่ 1 นำไปหาค่าการละลายของออกซิเจน (DO_0) ด้วยการไทเทรตกับสารมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต 0.025 N ส่วนขวดที่ 2 ใช้ในน้ำบริสุทธิ์หล่อที่ปากขวด และ ปิดด้วยฝาครอบพลาสติก นำขึ้นชั้นวางในตู้ควบคุมอุณหภูมิ ($20 \pm 1^\circ C$) เป็นเวลา 5 วัน \pm 6 ชั่วโมง แล้วนำมาหาค่า DO_5 โดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกับ การหาค่า DO_0

9.8.2 น้ำตัวอย่างที่มีความสกปรกมากใช้วิธีการทดสอบ BOD แบบเจือจางที่เติมหัวเชื้อ (Seed Dilution Method) ซึ่งปฏิบัติดังนี้


9.8.2.1 ประมาณค่า BOD เพื่อหา % dilution โดยดูจากความสกปรกของตัวอย่างน้ำ ตามตารางที่ 1 โดยประมาณ ดังนี้

- น้ำที่สกปรกมาก 0.01-1.0 %
- น้ำที่ยังไม่ผ่านการบำบัด 1-5 %
- น้ำที่ผ่านระบบบำบัดชีวภาพ 5-20 %
- น้ำที่ผ่านระบบบำบัด 20-100 %
- น้ำผิวดินที่ปนเปื้อน 20-100 %

9.8.2.2 เลือก % dilution 3 ช่วงเป็นอย่างน้อยให้ครอบคลุม ค่า BOD ที่ประมาณค่าไว้ในข้อ 9.8.2.1 โดยเจือจางนั้นให้เจือจาง % dilution ละ 2 ขวด ซึ่งการ เจือจางที่เหมาะสม จะต้องให้ค่าการละลายของออกซิเจนที่เหลืออยู่ (DO_5) ไม่น้อยกว่า 1 mg/L และจะต้องมีผลต่างของค่าการละลายออกซิเจน ($DO_0 - DO_5$) อย่างน้อย 2 mg/L

9.8.2.3 เขย่าขวดตัวอย่างให้น้ำตัวอย่างเข้ากันดี

9.8.2.4 ตวงปริมาตรตัวอย่างตาม% dilution ที่เลือกไว้โดยดูจากตารางที่ 1 โดยใช้ปิเปต (ถ้าใช้ตัวอย่างมากกว่า 50 ml ให้ใช้กระบอกตวง) ใส่ในขวดวัดปริมาตรขนาด 1000 ml เติมหักเชื้อ (Seed)

	เรื่อง : วิธีการทดสอบปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) โดยวิธี Azide Modificat	
	รหัสเอกสาร : วันที่มีผลบังคับใช้ :	แก้ไขครั้งที่ : 0 หน้า/จำนวนหน้า

2 ml(0.2%) ปรับปริมาตรเป็น 1000 ml โดยใช้น้ำเจือจางที่เตรียมไว้ผสมให้เป็นเนื้อ
 ชั้นตอนต่อไป โดยปฏิบัติตาม วิธี direct method ในข้อ 9.8.1.4

ตารางที่ 1 ช่วงของค่า BOD กับวิธีการเจือจางตัวอย่าง

% Dilution	Range of BOD (mg/L)	Volume 100
100	0 – 7	1
50	4 – 14	1
20	10 – 35	1
10	20 – 70	1
5	40 – 140	1
2	100 – 350	1
1	200 – 700	1
0.5	400 – 1,400	1
0.2	1,000 – 3,500	1
0.1	2,000 – 7,000	1
0.05	4,000 – 14,000	1
0.02	10,000 – 35,000	1
0.01	20,000 – 70,000	1

หมายเหตุ



การเจือจางตัวอย่าง

กรณีที่มีการเจือจางมากกว่า 1: 100 เท่า ให้มีการเจือจางมากกว่า 1 ชั้นตอนด้วยการทดสอบ

การหาค่าออกซิเจนละลายจากตัวอย่างน้ำในขวดบีโอดี

- เติมสารละลายแมงกานีสซัลเฟต (Manganese sulfate solution) และสารเอไซด์ (AIA reagent) อย่างละ 1 ml ลงในขวดบีโอดีที่ใส่ตัวอย่างน้ำนั้นอย่างระมัดระวัง (ได้น้ำ) ปิดจุกขวดอย่างให้มีฟองอากาศภายในขวดผสมให้เข้ากัน
- ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนจนได้ปริมาณน้ำใส 2 ใน 3 ส่วน ของขวด
- เติมกรดซัลฟูริกเข้มข้น 1 ml โดยให้กรดค่อยๆ ไหลลงไปข้างๆ ขวด ให้จนกระทั่งตะกอนละลายหมด



	เรื่อง : วิธีทดสอบปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) โดยวิธี Azide Modification	
	รหัสเอกสาร : วันที่มีผลบังคับใช้ :	

2 ml(0.2%) ปรับปริมาตรเป็น 1000 ml โดยใช้ น้ำเจือจางที่เตรียมไว้ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน นำไปทดสอบ
 ขั้นตอนต่อไป โดยปฏิบัติตาม วิธี direct method ในข้อ 9.8.1.4

ตารางที่ 1 ช่วงของค่า BOD กับวิธีการเจือจางตัวอย่าง

% Dilution	Range of BOD (mg/L)	Volume Sample / 1000 ml
100	0 – 7	1,000
50	4 – 14	500
20	10 – 35	200
10	20 – 70	100
5	40 – 140	50
2	100 – 350	20
1	200 – 700	10
0.5	400 – 1,400	5
0.2	1,000 – 3,500	2
0.1	2,000 – 7,000	1
0.05	4,000 – 14,000	0.5
0.02	10,000 – 35,000	0.2
0.01	20,000 – 70,000	0.1



หมายเหตุ

การเจือจางตัวอย่าง

กรณีที่มีการเจือจางมากกว่า 1: 100 เท่า ให้มีการเจือจางมากกว่า 1 ขั้นตอนด้วยน้ำบริสุทธิ์ก่อน แล้วจึงทำ
 การทดสอบ

การหาค่าออกซิเจนละลายจากตัวอย่างน้ำในขวดบีโอดี

1. เติมสารละลายแมงกานีสซัลเฟต (Manganese sulfate solution) และสารละลายอัลคาไล-ไฮโดรเจน-ไอโอดีน (AIA reagent) อย่างละ 1 ml ลงในขวดบีโอดีที่ใส่ตัวอย่างน้ำนั้นอย่างระมัดระวัง (โดยเติมสารทั้งสองชนิดนี้
 ใต้น้ำ) ปิดจุกขวดอย่าให้มีฟองอากาศภายในขวดผสมให้เข้ากัน
2. ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนจนได้ปริมาณน้ำใส 2 ใน 3 ส่วน ของขวด
3. เติมกรดซัลฟูริกเข้มข้น 1 ml โดยให้กรดค่อยๆ ไหลลงไปข้างๆ ขวด ปิดจุกแล้วผสมให้เข้ากัน
 จนกระทั่งตะกอนละลายหมด

	เรื่อง : วิธีการทดสอบปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) โดยวิธี Azide Modification		
	รหัสเอกสาร : วันที่มีผลบังคับใช้ :	แก้ไขครั้งที่ : 0 หน้า/จำนวนหน้า : 8/12	

4. ตวงสารละลายมา 201 ml นำไปไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต 0.025 N จนกระทั่งสารละลายมีสีเหลืองอ่อนหรือสีฟางข้าว เติมน้ำแข็ง 3-5 หยด จะได้สารละลายสีน้ำเงิน ไทเทรตต่อไป จนกระทั่งสีน้ำเงินหายไป บันทึกปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ไป

10. Recording and calculation of the result

10.1 บันทึกข้อมูลที่ได้อลงในแบบบันทึกผลการทดสอบ BOD

10.2 ปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ (BOD) หน่วย mg/L คำนวณได้

ดังนี้

$$\text{BOD (mg/L)} = \frac{[(\text{DO}_0 - \text{DO}_5) - (\text{B}_1 - \text{B}_2) f] \times 100}{P}$$

โดยที่ DO_0 = DO ของตัวอย่างที่เจือจางแล้วในวันแรก

DO_5 = DO ของตัวอย่างที่เจือจางแล้วอินคิวเบทเป็นเวลา 5 วัน

B_1 = DO ของ seed control ที่เจือจางแล้วในวันแรก

B_2 = DO ของ seed control ที่เจือจางแล้วอินคิวเบทเป็นเวลา 5 วัน

F = อัตราส่วนของหัวเชื้อ (seed) ในตัวอย่างต่อใน seed control
= $\frac{\% \text{หัวเชื้อใน } \text{DO}_0}{\% \text{หัวเชื้อใน } \text{B}_1}$



P = เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างที่ใช้

10.1 การรายงานผล

10.3.1 วิธี Seed Direct Method รายงานผลโดยใช้ค่าที่คำนวณได้โดยตรง

10.3.2 วิธี Seed Dilution Method การรายงานผล มีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้

1. ค่าของ DO_5 ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 1 mg/L
2. ผลต่างของ $\text{DO}_0 - \text{DO}_5$ ต้องมีค่าน้อยกว่า 2 mg/L
3. ใช้ผลของ %dilution ที่มากที่สุด
4. ผลของ BOD อยู่ในเกณฑ์พิจารณาตามข้อ 1-3 มากกว่า 1 dilution ให้ใช้ค่าเฉลี่ยในการรายงานผล
5. BOD มีค่าน้อยกว่า 1 mg/L ให้รายงานผลเป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง
6. BOD มีค่าตั้งแต่ 1 mg/L แต่ไม่ถึง 100 mg/L ให้รายงานผลเป็นเลขทศนิยม 1 ตำแหน่ง
7. BOD มีค่าตั้งแต่ 100 mg/L ขึ้นไปให้รายงานผลเป็นเลขจำนวนเต็ม ไม่ต้องมีเลขทศนิยม
8. ถ้าค่าของ DO_5 นั้น มีค่าน้อยกว่า 1 mg/L ทั้ง 3 dilution ให้ใช้ผลของ %dilution ที่น้อยที่สุดในการรายงานผล ดังนี้

	เรื่อง : วิธีการทดสอบปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) โดยวิธี Azide Modification	
	รหัสเอกสาร : วันที่มีผลบังคับใช้ :	

$$\text{BOD (mg/L)} = \frac{[(\text{DO}_0 - \text{DO}_5) - (\text{B}_1 - \text{B}_2) f] \times 100}{P}$$

11. Quality control

11.1 ตรวจสอบคุณภาพของน้ำเจือจาง ดังนี้

11.1.1 ตรวจสอบค่าการละลายออกซิเจน (ปฏิบัติทุกครั้งที่ทดสอบ)

โดยใช้น้ำเจือจางที่เตรียมไว้ เทใส่ขวดบีโอดีจนเต็มไม่ให้มีฟองอากาศ ปิดจุกให้สนิท จำนวน 6 ขวด นำไปหาค่าการละลายของออกซิเจน (DO_0) ตามกระบวนการทดสอบ จำนวน 3 ขวด อีก 3 ขวดที่เหลือ ใช้น้ำบริสุทธิ์หล่อที่ปากขวด และปิดด้วยฝาครอบพลาสติก นำขึ้นชั้นวางในห้องควบคุมอุณหภูมิ ($20 \pm 0.5^\circ\text{C}$) เป็นเวลา 5 วัน ± 6 ชั่วโมง แล้วนำมาหาค่า DO_5 โดยมีขั้นตอนเดียวกับการหาค่า DO_0 น้ำที่มีคุณภาพดี จะมีค่า $\text{BOD} \leq 0.2 \text{ mg/L}$

11.1.2 การแก้ค่าเนื่องจากการเติมหัวเชื้อ (Seed correction control) (B_1, B_2)

ปฏิบัติทุกครั้งที่ทดสอบ โดยนำหัวเชื้อในข้อ 9.7 มาเจือจางที่ 1%, 2% และ 5% และปฏิบัติตามข้อ 9.8.2.4 (ยกเว้นไม่ต้องเติมหัวเชื้อ) นำผลการทดสอบจากขวดที่มีการใช้ออกซิเจน 40-70% ไปใช้ในการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ค่าการใช้ออกซิเจน 40-70\% ของหัวเชื้อ} = \frac{(\text{B}_1 - \text{B}_2) \times 100}{\text{B}_1}$$

โดยที่ B_1 = DO ของ seed control ที่เจือจางในวันแรก

B_2 = DO ของ seed control ที่เจือจางแล้วอินคิวเบทเป็นเวลา 5 วัน

11.1.3 ตรวจสอบสารพิษในน้ำเจือจาง

ปฏิบัติทุกครั้งที่ทดสอบ โดยนำสารละลายกลูโคส-กลูตามิก ที่มีค่าบีโอดี $198 \pm 30.5 \text{ mg/L}$ มาทดสอบตามวิธี Dilution method ที่เปอร์เซ็นต์การเจือจาง 2 % ค่าที่ยอมรับได้ต้องมีค่าอยู่ที่ $198 \pm 30.5 \text{ mg/L}$ ทำการทดสอบทุก 1 ชุดทดสอบ ต่อการเตรียมน้ำเจือจาง 1 ครั้ง

$$\% \text{ Recovery} = \frac{C}{G} \times 100$$



โดยที่ C = ปริมาณ BOD ที่ทดสอบได้ (mg/L)

G = ปริมาณ BOD ของ GGA (mg/L)

เกณฑ์การยอมรับ คือ 85-115%

11.2 การวิเคราะห์ซ้ำ

สุ่มตัวอย่างตรวจมาทดสอบ 5 % ของ 1 ชุดการทดสอบ หรืออย่างน้อย 1 ตัวอย่าง กรณีที่ตัวอย่างที่ทดสอบน้อยกว่า 20 ตัวอย่าง เกณฑ์การยอมรับคือ $\% \text{ RPD} \leq 10\%$

	เรื่อง : วิธีการทดสอบปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) โดยวิธี Azide Modification	
	รหัสเอกสาร : วันที่มีผลบังคับใช้ :	

$$\% \text{ RPD} = \frac{D}{M} \times 100$$

M

โดยที่ D = ผลต่างของการทดสอบ 2 ซ้ำ

M = ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ 2 ซ้ำ

11.3 การวิเคราะห์การกลับคืนของสารที่ทราบปริมาณ

เติมสารละลายกลูโคส-กลูตามิก ข้อ 6.14 จำนวน 2 ml ลงในตัวอย่าง โดยทดสอบ 5% ของชุดการทดสอบ หรืออย่างน้อย 1 ครั้ง กรณีที่ชุดการทดสอบนั้นมีตัวอย่างน้อยกว่า 20 ตัวอย่าง

$$\% \text{ Spiked Recovery} = \frac{C_1 - C_0}{C_A} \times 100$$

โดยที่ C_1 = ปริมาณ BOD ในตัวอย่างที่เติมสาร

C_0 = ปริมาณ BOD ในตัวอย่างที่ไม่ได้เติมสาร

C_A = ปริมาณที่เติมลงในตัวอย่าง

เกณฑ์การยอมรับ คือ 85-115%

11.4 แผนผังควบคุมคุณภาพ (Control chart) นำผลของ Quality control ข้อ 11.1 11.2 และ 11.3 มาจัดแผนผังควบคุมคุณภาพ สำหรับตรวจสอบแนวโน้มคุณภาพในด้านต่างๆ และเมื่อพบปัญหาให้ปฏิบัติตาม WI # 23-00-001

12. Uncertainty of measurement

12.1 แหล่งที่มาของค่าความไม่แน่นอนของกระบวนการทดสอบ

12.1.1 เครื่องมือ

- ห้องควบคุมอุณหภูมิ
- เครื่องชั่ง (Balance)



12.1.2 เครื่องแก้ว

- กระบอกตวง (Cylinder)
- ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask)
- ปิเปต (Pipette)
- บิวเรต (Burette)



12.2 การรายงานค่าความไม่แน่นอน ในกรณีที่ผู้ให้บริการร้องขอ ให้ปฏิบัติตามเอกสารคำแนะนำการปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีการคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ (BOD)

13. Relative document

13.1 คู่มือการใช้เครื่อง pH Meter ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI 2550

	เรื่อง : วิธีการทดสอบปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) โดยวิธี Azide Modification		
	รหัสเอกสาร : วันที่มีผลบังคับใช้ :	แก้ไขครั้งที่ : 0 หน้า/จำนวนหน้า : 11/12	

- 13.2 คู่มือการใช้ห้องควบคุมอุณหภูมิ ตู้ Incubator ยี่ห้อ DAIHAN Scientific
- 13.3 คู่มือการใช้เครื่องชั่ง (Balance)
- 13.4 คู่มือการใช้เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ความเต็มและอุณหภูมิ (Conductivity Meter) ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI 2550
- 13.5 แบบบันทึกผลการทดสอบ BOD

	เรื่อง : วิธีการทดสอบปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) โดยวิธี Azide Modification	
	รหัสเอกสาร : วันที่มีผลบังคับใช้ :	

การทดสอบปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ

